

Manopola monouso in TNT imbevuta di sapone liquido a pH isocutaneo.
Di utilizzo pratico ed economico è indicata per l'igiene e la pulizia dei pazienti adulti.
La MANOPOLA è pronta all'uso; basta inumidire la spugna con poca acqua e lavare la parte interessata.
Concludere con il risciacquo e l'asciugatura.

**Prodotto conforme al Regolamento Europeo dei
Prodotti Cosmetici 1223/2009
Nr Iscrizione CPNP: 4388605**

DESCRIZIONE

Manopola in TNT termosaldata,
imbevuta di gel detergente a pH 5.5.
Dimensioni: cm. 17 x 23.

TNT

Fronte: 100 gr/m2 morbido tnt

Retro: 40gr/m2 spunlace

Caratteristiche:

- Igienica
- Anallergica
- Resistente
- Pratica
- Antimuffa

GEL DETERGENTE

Gel liquido dermoprotettore pH 5.5

Composizione INCI

- Sodium Laureth Solfato
- Acqua
- Cloruro di Sodio
- Cocamidopropil Betaina
- Cocamide Dea
- Alcool Benzilico
- Metilcloroisotiazolinone e Metilisotiazolinone
- Acido Citrico
- C.I. 61570
- C.I. 19140

CARATTERISTICHE DEL GEL DETERGENTE:

- o Dermatologicamente testata, non irritante per la pelle

CARATTERISTICHE MANOPOLA:

- Prodotto monouso che evita il rischio di contagi
- Igienica e pratica per l'igiene personale delle persone che non possono fare bagni e docce.
- Facile da utilizzare, è sufficiente inumidire la spugna per ottenere una schiuma abbondante.
- Dermatologicamente testata
- Prodotto cosmetico a risciacquo
- LATEX FREE.
- +/- 5% di tolleranza (per tutti i componenti) secondo la regolamentazione internazionale relativa alla tolleranza.

PRECAUZIONI D'USO:

- Non utilizzare su cute lesa
- In caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente.

SMALTIMENTO: normale rifiuto ospedaliero

CONSERVAZIONE: Tenere al riparo da fonti di calore da acqua e umidità.

CONFEZIONAMENTO:

Primario: blister da 20 manopole

Secondario: cartone da 1.000 pz. (50 blister da 20 pz.)