

Documento b. 1 - Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica

ID	Criterio di valutazione	Sub-criteri di valutazione	Modalità di attribuzione punteggio*	Sub-punteggio	Punteggio massimo
Q1	Spettrometro di massa MALDI ToF	Q1.1 Acquisizione degli spettri in modalità negativa per lo studio di diverse componenti cellulari.	P	3/70	28/70
		Q1.2 Numero di generi e specie disponibili nel database del sistema	P	3/70	
		Q1.3 Disponibilità di piastre monouso e riutilizzabili, dotate di codice a barre.	T	2/70	
		Q1.4 Capacità di differenziazione automatica tra Mycobacterium chimera da Mycobacterium intracellulare mediante sub tipizzazione	T	3/70	
		Q1.5 Sistema automatico per la pulizia della sorgente laser	T	3/70	
		Q1.6 Metodo certificato CE-IVD a partire dalla emocoltura positiva eseguibile in meno di 10 minuti totali che consenta l'identificazione di almeno 4.000 specie	T	3/70	
		Q1.7 Metodo certificato CE-IVD per la rilevazione e l'identificazione di marcatori di antibiotico resistenza (produzione di carbapenemasi) a partire da colonia isolata o da emocoltura positiva, eseguibile in meno di 60 minuti totali	T	4/70	
		Q1.8 Metodo certificato CE-IVD per la rilevazione automatica real-time di marcatori di resistenza quali KPC in K. pneumoniae ed E. coli, differenziazione del plasmide cfiA +/- in B. fragilis senza la necessità di test di conferma	T	3/70	
		Q1.9 standard di calibrazione composto da miscela di	T	2/70	

Documento b.1

ID	Criterio di valutazione	Sub-criteri di valutazione	Modalità di attribuzione punteggio*	Sub-punteggio	Punteggio massimo
		proteine batteriche estratte, liofilizzate e senza necessità di sub-cultura in piastra			
		Q1.10 Possibilità di differenziazione di E. coli da Shigella sonnei e Shigella flexneri tramite profilo lipidico	T	2/70	
Q2	Middleware	Q2.1 Integrato allo strumento MALDI-TOF e in grado di visualizzare gli “score” MALDI di identificazione utilizzando analoghe modalità.	T	5/70	36/70
		Q2.2 Che consenta la visualizzazione di tutte le identificazioni (elenco score) effettuate dallo spettrometro di massa	T	5/70	
		Q2.3 che consenta di effettuare richieste di sola identificazione solo antibiogramma o identificazione e antibiogramma contemporaneamente	T	3/70	
		Q2.4 In grado di riconoscere pazienti, campioni, isolati mediante barcode	D	2/70	
		Q2.5 che consenta la gestione contemporanea di piastre sia monouso che riutilizzabili mediante l'uso di codici a barre	T	5/70	
		Q2.6 che consenta la completa visualizzazione di tutte le posizioni delle piastre, quelle utilizzate e quelle libere	D	2/70	
		Q2.7 che consenta di visualizzare le identificazioni MALDI-ToF e gli antibiogrammi che non sono stati inviati al LIS	D	3/70	
		Q2.8 che consenta la programmazione contemporanea delle identificazioni MALDI-TOF e/o biochimiche su sistema di backup	T	4/70	

Documento b.1

ID	Criterio di valutazione	Sub-criteri di valutazione	Modalità di attribuzione punteggio*	Sub-punteggio	Punteggio massimo
		Q2.9 che consenta la identificazione degli “organismi sentinella”	T	4/70	
		Q2.10 in grado di inviare il messaggio alert ad una cartella condivisa cui potranno accedere tutte le utenze interessate all’evento alert	T	3/70	
Q3	Assistenza tecnica	Q3.1 Descrivere le migliori rispetto alle previsioni contrattuali (art. 8 e 9 del Capitolato Tecnico)	D	6/70	6/70

*Legenda: T: tabellare; D: discrezionale, P: proporzionale.